

# MESA QUIRURGICA GENERAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: MESA QUIRURGICA GENERAL

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 3

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

- Cinco (5) Secciones: cabeza, dorso, renal o sentadura y (02) piernas
- Sección de las piernas bi-partida y desmontable completamente e intercambiables entre si.
- Movimiento de elevación y descenso (angulación vertical) de las piernas.
- Movimiento de angulación lateral de las piernas.
- Soporte de piernas ginecológico, con altura regulable y ángulo regulable, con sujeción de piernas.
- Revestida con material sintético ABS, pintura epoxica electrostática o de acero inoxidable.
- Superficie radio transparente, de fibra de carbono.
- Largo de la mesa: 200 cm o más.
- Ancho de la mesa: 55 cm o más.
- Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima:  $\pm 250$  kg.
- Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa.
- Sistema de freno total eléctrico de la mesa de un solo accionamiento.
- Barandas laterales deslizantes de acero inoxidable, capaces de soportar el esfuerzo de los accesorios (material sólido, no hueco).
- Panel de control de movimientos en la base del equipo.
- Control remoto de movimientos, alámbrico .
- Resistencia minima de: 250 kg.
- Elevación desde 71 cm a 120 cm.
- Inclinación lateral:  $\pm 20^\circ$  o más.
- Trendelemburg directo e inverso:  $-30^\circ$  ó menor a  $+30^\circ$  ó mayor
- Angulación vertical de la sección espalda: de  $-10^\circ$  ó menos a  $+65^\circ$  o más
- Angulación vertical de la sección piernas: de  $-90^\circ$  a  $+20^\circ$  (eléctrica).

	•Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90°
	•Angulación vertical de la sección cabeza: De -45° a +45
	•Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos $\pm 50$ cm en total "
	•Sistema de batería con recarga automática al estar conectada a red.
	•Tensión de trabajo 220V.
	•Los accesorios deberán ser acolchados con las mismas especificaciones para los colchones.
	•Soportes para pies con fijadores laterales, en forma de bota ergonómica y ajustable, que permita la sujeción firme de los pies (1 par).
	•Soportes para muslos (1 par) de altura y ángulo regulables.
	•Soporte para pantalla a la altura del tórax del paciente (01 – una unidad).
	•Soporte lateral tórax (1 par).
	•Soporte lateral cadera (1 par).
	•Apoya hombros (1 par).
	•Soporte para brazos (1 par).
	•Cinchas inmovilizadoras (5 – cinco unidades).
	•Mesa auxiliar para operaciones de brazo (2 – dos unidades).
	•Soporte para Rx en toda la extensión de la mesa.
	•Prolongadores laterales para obesos, para todas las secciones de la mesa.
	•Porta sueros (01 – una unidad).
	•Carro porta accesorios (1 unidad)
	•Sistema de batería con recarga automática al estar conectada a red.
	•Tensión de trabajo 220V.
	•Los accesorios deberán ser acolchados con las mismas especificaciones para los colchones.
	•Soportes para pies con fijadores laterales, en forma de bota ergonómica y ajustable, que permita la sujeción firme de los pies (1 par).
	•Soportes para muslos (1 par) de altura y ángulo regulables.
	•Soporte para pantalla a la altura del tórax del paciente (01 – una unidad).
	•Soporte lateral tórax (1 par).
	•Soporte lateral cadera (1 par).
	•Apoya hombros (1 par)."
	•Soporte para brazos (1 par).
	•Cinchas inmovilizadoras (5 – cinco unidades).
	•Mesa auxiliar para operaciones de brazo (2 – dos unidades).
	•Soporte para Rx en toda la extensión de la mesa.
	•Prolongadores laterales para obesos, para todas las secciones de la mesa.
	•Porta sueros (01 – una unidad).
	•Carro porta accesorios (1 unidad)
<b>3</b>	<b>Garantía</b>
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
<b>4</b>	<b>Documentación</b>
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.